

Digitale personenweegschaal zonder batterijen

nr. 220-809

Technische specificaties:

Uitgerust met een uiterst nauwkeurig en belastbaar sensorsysteem.

Capaciteit: van 8 - 150 kg

Eenheid: kilogram, pond

Weegvlak van veiligheidsglas van 5 mm

Automatische energieopwekking met een druk op de knop

Technologie zonder batterij

Energie zwak / overbelastingsindicatie

Gebruik:

De weegschaal op een vast en glad oppervlak zetten.

De knop „U-Power“ indrukken en wachten tot op het display 0.0 kg (lb) verschijnt.

De weegschaal wordt na circa een minuut automatisch uitgeschakeld.

WAARSCHUWING:

Start de weegschaal a.u.b. opnieuw, als afwijkende gewichten moeten worden aangegeven. Ga a.u.b. pas op de weegschaal staan als het display „0.0 kg (lb)“^{cc} aangeeft.



Funcities:



Overbelastingsindicatie

Als de weegschaal overbelast is (meer dan 150 kg), geeft het beeldscherm de afkorting "Err" aan.



Als het beeldscherm "0.0" en een lege energie-indicatie aangeeft, wordt de weegschaal na twee seconden automatisch uitgeschakeld. Gebruik de knop „U-Power“ dan nog eens a.u.b.

Van eenheden wisselen (kg/lb):



p de achterkant van de weegschaal bevindt zich een knop waarmee van gewichtseenheid wordt gewisseld.

Opmerking: zet de gewichtseenheid vóór het wegen om, omdat dit tijdens het wegen niet functioneert.

AANWIJZINGEN M.B.T. GEBRUIK EN ONDERHOUD:

1. Leg voor nauwkeurige resultaten de weegschaal op een vlak oppervlak.
2. De weegschaal is gevoelig voor stoten. Laat haar niet vallen; stoot er niet tegen; dit kan haar gemakkelijk beschadigen.
3. Blijf in evenwicht terwijl u zich weegt; probeer niet te wiebelen.
4. Gebruik een vochtige doek a.u.b. om de weegschaal te reinigen. Laat geen water in de behuizing dringen.
5. Gebruik geen chemicaliën om de weegschaal te reinigen.
6. Stel de weegschaal niet bloot aan vocht of hitte om een lange levensduur ervan te waarborgen.
7. Gebruik de weegschaal niet voor bedrijfsmatige doeleinden.
8. Overbelast de weegschaal niet; anders wordt de sensor beschadigd.
9. Leg geen zware voorwerpen op de weegschaal, als deze niet gebruikt wordt.
10. Sla de weegschaal niet rechtop op.
11. Wij zien er vanwege permanente verbeteringen van af om u over eventuele wijzigingen van deze aanwijzingen te informeren.
12. Spring of stamp niet op de weegschaal a.u.b., omdat zij een zeer nauwkeurig elektronisch apparaat is.
13. Gebruik de weegschaal niet op een natte en gladde vloer en ga niet op de rand van de weegschaal staan om een val te voorkomen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen