

i

See e

K

breo



breo

CONTENTS

Safety Information **03**

Supplied Items **08**

Features **09**

Instructions for Use **10**

Uninstalling Batteries **18**

Trouble Shooting **20**





Care and Storage **21**






Guarantee/Warranty **24**

Product Specification **26**

EN**Precautions**

Please read this instruction manual carefully before using. The company assumes no responsibility for any consequences caused by misuse or failure of following these instructions.

	Do not use this product while driving.
	Please remove any accessories you might be wearing or other objects that might affect the massaging process before use.
	Do not use the product in the bathroom or other humid conditions.
	Keep the product away from water, fire, and corrosive environment.
	Please comply with relevant safety regulations while using the product under specific circumstances.
	Do not use the product on surgical areas. Do not use the product on areas of bruises, damaged skin, swelling, or inflammation.

	<p>Do not use the product if you have cardiovascular (or once had), acute, or dermatologic diseases, malignant tumors, or other abnormal symptoms.</p> <p>Do not use the product in case of hematologic disorders with hemorrhagic symptoms, osteoporosis, soft tissue diseases, or strokes.</p> <p>In case of restricted physical capabilities, physical or mental problems, or mental disabilities, do not use the device without medical consultation first.</p> <p>Stop the massage if you find it unpleasant.</p>
	<p>Do not use the device during menstruation or pregnancy.</p>
	<p>This device is not intended for use by children under the age of 6. Children aged between 8 and 12 must be supervised while using the device.</p>
	<p>Clean with alcohol wipes. Avoid contact with water.</p>
	<p>Avoid contact with sharp objects.</p>

EN



The device is for private use only and cannot be used as medical equipment. It is not intended for medical diagnosis, treatment, or commercial purposes.

Please use only the supplied charging device to charge this product and ensure electrical safety.

If any fault or malfunction should occur during use, cut off the power immediately. Never attempt to disassemble or repair the device yourself.

About this device

※ Usage Frequency

Use it in the morning and evening for no more than 10 minutes each time.

※ Before you use this device,

Please note

- 1 Do not use the device with wet hands.
- 2 Remove your contact lenses, hair clips, hair accessories, etc. to avoid discomfort during the massage.
- 3 If you feel pain or burning in or around your eyes, please discontinue using the device and consult a physician.

※ How to use this device

When using this device, please keep your eyes closed, lean back in the chair and completely relax your body.

Remove your contact lenses, glasses, false eyelashes, etc.


EN ※ Occurrences after using this device

Redness may occur around your eyes, but they will return to normal after a short time.

Indentations will appear on your face, but they will disappear after a short time.

※Additional info

The "buzzing", "popping" and "booming" sounds heard during the massage are produced by fine-tuning rather than the malfunction of the product.



iSee K



charging cable



instruction manual

EN

PRODUCT FEATURES




**Vibrational
Massage**




**Meditation
Guidance**



Visualization





Charging

1 Connect the USB to the port on the massager.

2 Put the adapter in the socket.

After a "beep", the charge indicator flashes on the control panel.

The indicator lights up continuously when the device is fully charged.

※ The massager and the adapter may become warm during normal charging process.

Time for charging

1 Charging takes up to 2-3 hours.

2 Once fully charged, the massager can be used for 10 times (10 minutes a time).


(Use time might differ when operating in different temperatures.)

3 When the indicator flashes, charge immediately.

Fully Charged

Unplug the adapter and remove the USB from the massager.

EN



How to wear this device

- 1 Pull out the elastic cord of this device.
- 2 Put the device around your head and adjust it to the appropriate angle.
- 3 Press and hold the switch button for 2 seconds to start the device. The massage will begin after the voice prompt is heard.

※ Please be careful not to wear it too tightly.

Please make sure that you have removed your contact lenses, glasses, false eyelashes, etc. before using this device.

EN



Correct usage

The device cannot be used while being charged. Before you use the device, please unplug the power adapter after charging is completed.

1 Press and hold the switch button for 2 seconds to start up. The massage procedure will begin after the voice prompt. The eye exercises mode is enabled by default with the indicator light staying on.

2 Tap the switch button to switch modes if desired.

Mode 1:Eye exercises mode

Mode 2:Beauty mode

Mode 3:Eye protection mode

Mode 4:Touching mode

Mode 5:Music-driven mode

3 Music playback

Turn on the Bluetooth of your cell phone, and search "iSee K"; After successful connection, the massager is ready to play music of your cell phone; To customize operating pattern of the nodes with your music, switch to Model 5 and raise the volume of your cell phone.

4 Description of Power Indicator

State	Power indicator display
Normal Operation (Bluetooth Disconnected)	Flashing Purple Light
Normal Operation (Bluetooth connected)	Solid Purple Light
Low Battery	Flashing Red Light
Charging	Flashing Red Light
Fully Charged	Solid Purple Light
Overvoltage Charging	No light

5 Wear this device around your head. When you are using this device, please keep your eyes closed, lean back in the chair and completely relax your body.

6 A voice prompt will be heard after operating for 10 minutes. Then the indicator light will go off and the device will automatically shut down.

7 How to cut off power manually

When you press and hold the switch button for over 2

seconds, the device will automatically shut down.

8 Please remove the device from around your head after you finish using it.

※ Your vision will be blurred for a short time after the eye massage. It will return to normal after you keep them closed for a short while.

Operation steps for battery removal

- 1 Cut off the external power supply, and remove the product housing;
- 2 Disconnect the power supply to the battery;
- 3 Remove the battery;
- 4 Place the waste battery at a fixed recycling station;
- 5 Please observe local environmental protection laws and waste disposal guidance and protect the environment.

EN

Notes

- It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Remove the battery out of the appliance before scrapping the appliance;
- The appliance must be disconnected from power supply before removing the battery;
- The battery should be disposed of safely.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



The device may only be repaired by qualified personnel!

Troubleshooting

Please perform the following checks in case of any failure occurring during operation. If the failure cannot be eliminated or the product still cannot work ideally, please cut off power supply and ask a professional technician to repair it. Never attempt to disassemble the product.

Symptom	Possible cause	Basic solution
Power-on failure	Check whether the battery level is too low	If yes, please charge the battery timely
Low massage intensity	<ul style="list-style-type: none"> ① check whether the batter level is low ② Please check whether the volumn of your device gets to low 	<ul style="list-style-type: none"> ① If yes, please charge the battery timely ② Please raise the volumn if so.

If the problem still cannot be solved after troubleshooting, please contact us at service_global@breo.com

EN

Storage

When the device has not been used for over 3 months, take out and recharge it before use. Do not place it next to a wall or on the ground or rooftop.

Make sure the room is well-ventilated. Keep the massager away from direct sunlight and any corrosive gas.

Travel

The shockproof packaging can be used for shipping by air, rail, road, and sea. The device should be protected from rainy and snowy weathers. Avoid placing it upside down and crashing it.

Power Check

Check the voltage rating before switching on the device to ensure the required voltage match the available power source.

Maintenance

Keep the device dry, clean, and away from rats. To clean the device, please make sure the power is off. Put the device in a safe place after use. Do not place anything heavy on it. Always bring your product to a qualified professional for any service or repair. Do not disassemble the product yourself.

Disposal and Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but follow the local environmental regulations and guidance for disposal.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The statements should be displayed in the user manual: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and

EN

can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Guarantee/Warranty:

The warranty period is 2 years from the date of purchase. This includes a 12-month guarantee from the date of purchase. This guarantee is valid for the whole of Europe. The purchase receipt is regarded as proof of purchase. The customer undertakes to read the instructions carefully before making a claim under the guarantee/warranty in order to rule out any operating errors.

The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. Exclusion of the guarantee occurs in the following cases:

- in the event of changes to the product without our approval
- in the event of use other than for the intended purpose
- in the event of defects caused by improper maintenance and/or repair
- in the event of commercial use of the article
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product including accessories in a packaging safe for transport to the point of sale from which the product was purchased. Describe the existing defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment.

The seller reserves the right to subsequent performance before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim of the legal warranty/guarantee is established. The exercise of the statutory rights in respect of defects shall be free of charge. These rights are not limited by the guarantee.

SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) hereby declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European Directives.

Intended use

This device (iSeek) is intended for use as a massager only. Any other use shall be deemed inappropriate.

Product name	Eye Massager
Product model	iSee K
Rated voltage	5V 
Rated power	5W
Battery capacity	1050mAh
Product weight	230g
	L196×W78×H82(mm)

DE 19863741

Item number: 234-019

Importer:

SHP International Trading GmbH

Rathausstraße 5

D-96342 Stockheim

www.shp-company.com



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	26
------------	-----------

Hinweise	33
----------	-----------

Artikelmerkmale	34
-----------------	-----------

Artikelfunktion	35
-----------------	-----------

Schritte zum Entfernen des Akkus	43
----------------------------------	-----------

Überholung	44
------------	-----------

Schutz	45
--------	-----------






Garantie/Gewährleistung	49
-------------------------	-----------

Informationen	51
---------------	-----------



DE






Hinweise

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Gebrauch, um die richtige und sichere Verwendung des Produktes sicherzustellen. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Folgen der unsachgemäßen Anwendung oder der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung für das Produkt.

	Bitte verwenden Sie das Produkt nicht während der Fahrt.
	Bitte entfernen Sie bei der Verwendung den Halsschmuck oder Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung wie z. B. einem Badezimmer.
	Bitte halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer und korrosiven Umgebungen fern.
	Bitte halten Sie in bestimmten Umgebungen die Sicherheitsvorschriften ein.

DE

	<p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie am Hals operiert wurden.</p> <p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Symptome wie Hautschäden, Hautreizungen, Entzündungen oder Extravasat am Hals auftreten.</p>
	<p>Das Produkt ist nicht geeignet für Patienten mit Herzerkrankungen, akuten Erkrankungen, Hauterkrankungen, bösartigen Tumoren oder abnormalen Symptomen.</p> <p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer hämorrhagischen Blutkrankheit, Osteoporose, einer Weichteilerkrankung oder einem Schlaganfall leiden.</p> <p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie körperlich oder geistig behindert sind. Wenn Sie das Gerät benutzen müssen, befolgen Sie bitte die Anweisungen des Arztes.</p> <p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich bei der Verwendung nicht wohl fühlen.</p>

	<p>Schwangere und menstruierende Frauen dürfen kein Massagegerät verwenden.</p>
	<p>Kindern unter 6 Jahren ist die Verwendung des Gerätes untersagt. Kinder zwischen 8 und 12 Jahren müssen von einem Elternteil oder einer beaufsichtigten Person angeleitet und betreut werden.</p>
	<p>Wenn Sie die Oberfläche des Gerätes reinigen müssen, verwenden Sie alkoholische Baumwolle statt Wasser.</p>
	<p>Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät zu zerkratzen oder zu erstechen.</p>
	<p>Das Geräte ist ein elektronisches Heimgesundheitsprodukt und kein medizinisches Gerät. Es ist nicht für diagnostische, therapeutische und andere kommerzielle Anwendungen vorgesehen.</p>

DE



Bitte verwenden Sie das von unserer Firma bereitgestellte Ladegerät, um das Gerät aufzuladen. Bitte achten Sie beim Aufladen auf die Sicherheit.

Wenn das Gerät bei der Verwendung ausfällt, schalten Sie das Gerät sofort aus. Sie sollen das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.

Über dieses Gerät

※ **Häufigkeit der Nutzung**

Verwenden Sie es morgens und abends für jeweils nicht mehr als 10 Minuten.

※ **Bevor Sie dieses Gerät verwenden**

Bitte beachten

- 1 Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- 2 Entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, Haarspangen, Haarschmuck usw., um Unannehmlichkeiten während der Massage zu vermeiden.
- 3 Wenn Sie Schmerzen oder ein Brennen in den oder um die Augen herum verspüren, verwenden Sie das Gerät bitte nicht mehr und konsultieren Sie einen Arzt.

※ **So verwenden Sie dieses Gerät**

Wenn Sie dieses Gerät verwenden, halten Sie bitte die Augen geschlossen, lehnen Sie sich im Stuhl zurück und entspannen Sie Ihren Körper vollständig.

Entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, Brille, falschen Wimpern usw.


DE **※ Vorkommnisse nach der Verwendung dieses Geräts**

Rötungen können um die Augen herum auftreten, aber sie werden sich nach kurzer Zeit wieder normalisieren.

Kleine Einbeulungen werden auf dem Gesicht zu sehen sein, aber sie verschwinden nach kurzer Zeit.

※Zusätzliche Informationen

Die während der Massage hörbaren „summenden“, „knallenden“ und „dröhnenden“ Geräusche werden nicht durch eine Fehlfunktion des Produkts, sondern durch Feinabstimmung erzeugt."



iSee K



Ladekabel



Benutzerhandbuch

DE

EIGENSCHAFTEN




Vibrations-
massage




Meditation-
sanleitung



Visualisierung





Aufladenmethode

1 Stecken Sie den USB-Stecker vom in die Micro-USB-Steckdose am Hauptgerät.

2 Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Das Hauptgerät gibt einen Piepton aus, und dann flackert die Ladekontrollampe auf dem Bedienfeld auf.

Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Ladekontrollampe.

※ Es ist ganz normal, dass das Hauptgerät und der Netzadapter beim Aufladen ein bisschen heiß werden.

Aufladenzeit

1 Das vollständige Aufladen dauert ca. 2-3 Stunden.

2 Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, kann es 10 Mal für jeweils 10 Minuten verwendet werden.


(Es gibt kleine Unterschiede bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen.)

3 Wenn die Ladekontrollampe aufflackert, laden Sie das Gerät sofort auf.

Nach dem Aufladen

Ziehen Sie den Netzadapter und den USB-Stecker vom Hauptgerät ab.

DE




So tragen Sie dieses Gerät

1. Ziehen Sie das elastische Band dieses Geräts heraus.
2. Legen Sie das Gerät um den Kopf und stellen Sie es auf den entsprechenden Winkel ein.
3. Halten Sie die Umschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu starten. Die Massage beginnt, nachdem die Sprachausgabe ertönt ist.

※ Achten Sie darauf, dass Sie es nicht zu fest tragen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kontaktlinsen, Brille, falschen Wimpern usw. entfernt haben.

DE



Richtige Nutzung

Das Gerät kann beim Laden nicht verwendet werden. Ziehen Sie vor der Nutzung des Geräts den Netzstecker, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.

1 Halten Sie die Umschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Der Massagevorgang beginnt nach der Sprachausgabe. Augenübungen Modus ist standardmäßig aktiviert, wobei die Kontrollleuchte an bleibt.

2 Tippen Sie auf die Umschalttaste, um den Modus bei Bedarf zu wechseln.

Modus 1: Augenübungen Modus

Modus 2: Beauty Modus

Modus 3: Augenschutz Modus

Modus 4: Berührungsmodus

Modus 5: Musikgesteuerter Modus

3 Musik

Schalten Sie das Bluetooth ihres Mobiltelefons ein und suchen Sie nach "iSee K" . Nach erfolgreicher Verbindung ist das Gerät bereit, Musik von Ihrem Handy abzuspielen.

DE

Um das Betriebsmuster der Knoten mit Ihrer Musik anzupassen, stellen Sie zu Modus 5 um, und erhöhen Sie die Lautstärke ihres Mobiltelefons.

4 Beschreibung der Leistungsanzeige

Status	Display der Leistungsanzeige
Normale Operation (Bluetooth getrennt)	Blinkendes Violettes Licht
Normale Operation (Bluetooth verbunden)	Solides Violettes Licht
Niedriger Batteriestatus	Blinkendes Rotes Licht
Aufladen	Blinkendes Rotes Licht
Voll aufgeladen	Solides Violettes Licht
Überspannungsaufladen	Kein Licht

5 Tragen Sie dieses Gerät um den Kopf herum. Wenn Sie dieses Gerät verwenden, halten Sie bitte die Augen geschlossen, lehnen Sie sich im Stuhl zurück und entspannen Sie Ihren Körper vollständig.

6 Nach 10 Minuten Betrieb ertönt eine Sprachausgabe. Dann erlischt die Kontrollleuchte und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

7 So unterbrechen Sie die Stromversorgung manuell

Wenn Sie die Umschalttaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

8 Bitte entfernen Sie das Gerät nach dem Ende der Nutzung um den Kopf herum.

※ Nach der Augenmassage wird Ihre Sicht für kurze Zeit verschwommen sein. Alles normalisiert sich wieder, nachdem Sie die Augen für eine kurze Zeit geschlossen haben.

DE Schritte zum Entfernen des Akkus

- 1 Unterbrechen Sie die externe Stromversorgung und entfernen Sie das Produktgehäuse;
- 2 Trennen Sie die Stromversorgung des Akkus;
- 3 Entfernen Sie den Akku;
- 4 Entsorgen Sie den verbrauchten Akku an einer festen Sammelstelle;
- 5 Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltschutzgesetze und Entsorgungsrichtlinien und achten Sie auf die Umwelt.

Hinweis

- Der Akku muss vor dem Entsorgen aus dem Gerät entfernt werden;
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Akku entfernt wird;
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.



Das Gerät darf nur von Fachpersonal repariert werden!

Fehlerbehebung

Tritt während des Betriebs ein Problem auf, überprüfen Sie es bitte. Wenn das Problem nicht behoben werden kann oder das Produkt immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, Reparatur nur von professionellen Technikern, schalten Sie das Gerät aus und zerlegen Sie das Produkt nicht selbst!

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Grundlegende Behebungsmethoden
Kann nicht starten	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen
Schwache Massageintensität	① Ob Batterie zu schwach ist ② Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke Ihres Geräts zu niedrig wird.	① Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen ② Bitte erhöhen Sie die Lautstärke, wenn sie zu niedrig ist.

Wenn Sie das Problem nach der Fehlerbehebung immer noch nicht beheben können, Bitte kontaktieren Sie uns über service_global@breo.com

Lagerung

Wenn die Lagerzeit mehr als 3 Monate beträgt, sollen Sie das Gerät überprüfen und wieder aufladen, bevor Sie es verwenden. Das Gerät soll nicht in der Nähe von dem Boden, den Wänden und dem Dach abgestellt werden. Der Raum soll gut belüftet sein und das Gerät soll vor starkem Sonnenlicht und korrosivem Gas geschützt werden.

Transport

Einfache stoßfeste Materialien sind in der Produktverpackung enthalten, sodass das Produkt für Luft-, Schienen-, Straßen- und Schiffstransporte geeignet ist. Das Produkt soll vor Regen und Schnee geschützt werden. Sie sollen es vermeiden, das Produkt umzudrehen oder damit zu kollidieren.

Überprüfung der Versorgungsspannung

Die Stromversorgung sollte überprüft werden. Wenn die Versorgungsspannung die Nennspannung überschreitet, darf das Gerät nicht eingeschaltet werden.

Instandhaltung

Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Nagetiere und Verschmutzung sollen getroffen werden. Das Gerät soll zur Reinigung ausgeschaltet werden. Sie sollen das Gerät nach Gebrauch an einem sicheren Ort aufbewahren und dürfen keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Im Falle einer Fehlfunktion sollten Sie einen professionellen Techniker bitten, das Produkt zu reparieren. Nicht-Profis dürfen das Produkt nicht zerlegen.

Entsorgung und Recycling

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien."

Garantie/Gewährleistung :

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 12 Monate Garantie ab Kaufdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Der Kunde verpflichtet sich, vor Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung die Anleitung sorgfältig zu lesen, um eventuelle Bedienungsfehler auszuschließen.

Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen am Produkt ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der bestimmungsmäßigen Verwendung
- bei Mängeln, die durch unsachgemäße Wartung und/oder Reparatur entstehen
- gewerbliche Nutzung des Artikels
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt inklusive Zubehör in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den vorhandenen Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei.


Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Hiermit erklärt SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany), dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät (iSeek) ist nur zur Nutzung als Massagegerät bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

DE

Bezeichnung des Produkts	Eye Massager
Produktmodell	iSee K
Nenneingabe	5V 
Nennleistung	5W
Akkukapazität	1050mAh
Produktgewicht	230g
Produktgröße	L196×W78×H82(mm)

DE 19863741

Artikelnummer: 234-019

Importeur:

SHP International Trading GmbH

Rathausstraße 5

D-96342 Stockheim

www.shp-company.com



RoHS



Sommaire

Consignes	49
-----------	-----------

Pièces contenues	54
------------------	-----------

Caractéristiques	55
------------------	-----------

Fonctionnalité	56
----------------	-----------

Étapes pour retirer la batterie	64
---------------------------------	-----------

Dépannage	66
-----------	-----------






Maintenance	67
-------------	-----------



Garantie/prestations de garantie	74
----------------------------------	-----------






Informations	76
--------------	-----------

Précautions

Pour vous assurer que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement le « Mode d'emploi » avant toute utilisation. La société n'est pas responsable des conséquences d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions d'utilisation contenues dans ce produit.

	Ne pas utiliser ce produit en conduisant.
	Lors de votre utilisation, retirez les accessoires de la zone ou les objets pouvant affecter le massage.
	Ne pas utiliser dans un environnement humide tel qu'une salle de bain.
	Gardez ce produit à l'écart des sources d'eau, des incendies et des environnements corrosifs.
	Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation dans certains environnements.

	<p>Ne pas utiliser si le site de massage a été opéré.</p> <p>Ne pas utiliser si le site de massage a des lésions cutanées, des rougeurs, une inflammation ou une congestion du sang.</p>
	<p>Ne pas utiliser si vous avez une crise cardiaque ou des antécédents ou si vous souffrez d'une maladie aiguë, d'une maladie de peau, d'une tumeur maligne ou d'une anomalie physique.</p> <p>Ne pas utiliser si vous souffrez de maladies du sang telles que tendance hémorragique, d'ostéoporose, de maladies des tissus mous ou d'apoplexie.</p> <p>Ne pas utiliser si vous êtes au ralenti, si vous ressentez un inconfort fonctionnel physique ou mental ou si vous présentez un retard mental. Suivez les recommandations du médecin si vous en avez besoin.</p> <p>Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, arrêtez de l'utiliser.</p>

	Les femmes enceintes, les femmes ayant leurs règles ne devraient pas utiliser un masseur.
	L'utilisation est strictement interdite aux enfants de moins de 6 ans et les enfants de 8 à 12 ans doivent être placés sous la surveillance et le soin d'un parent ou d'une personne surveillante.
	Si vous devez nettoyer l'apparence, utilisez un coton imbibé d'alcool et évitez le nettoyage à l'eau.
	N'utilisez pas d'objets tranchants pour gratter ou poignarder le produit.
	Ce produit est un produit de soins de santé électronique à domicile qui n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif médical ni à être utilisé dans des fins diagnostiques, thérapeutiques ou d'autres fins commerciales.



Veillez utiliser le dispositif de chargement configuré par notre société pour charger le produit et faire attention à la sécurité de l'électricité.

En cas d'une anomalie lors de l'utilisation, coupez immédiatement l'appareil d'électricité, évitez tout démontage et toute réparation par vous-même.

À propos de cet appareil

※ **Fréquence d'utilisation**

Utilisez-le matin et soir, au maximum 10 minutes à chaque fois.

※ **Avant d'utiliser cet appareil,**

veuillez noter

- 1 N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- 2 Enlevez vos lentilles de contact, vos pinces à cheveux, vos accessoires pour cheveux, etc. afin d'éviter toute gêne lors du massage.
- 3 Si vous ressentez une douleur ou des brûlures aux yeux ou autour des yeux, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et consulter un médecin.

※ **Comment utiliser cet appareil**

Lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez garder les yeux fermés, vous pencher en arrière dans le fauteuil et détendre complètement votre corps.

Retirez vos lentilles de contact, vos lunettes, vos faux cils, etc.


※ Occurrences après l'utilisation de cet appareil

Des rougeurs peuvent se produire autour des yeux, mais elles disparaîtront rapidement.

Des marques apparaîtront sur votre visage, mais elles disparaîtront rapidement.

※ Informations complémentaires

Les sons tels que le bourdonnement et le craquement entendus pendant le massage sont générés par le réglage fin et non par le dysfonctionnement du produit."



iSee K



câble de charge



mode d'emploi

FR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Massage
vibratoire



guide de
méditation



visualisation


FR


NOMS DES PARTIES

Cordon élastique

Zone de
fonctionnement

Zone de massage





FR

Etapas de charge

1 Branchez le port USB à l'adaptateur par le câble USB.

2 Branchez l'adaptateur dans la prise.

Le masseur émet un bip, puis clignote l'indicateur de charge se trouvant sur le panneau de commande.

Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge s'allume sans clignotement.

※ Il est normal que le masseur et l'adaptateur d'alimentation réchauffent légèrement pendant le chargement.

Temps de charge

1 Il faut environ 2-3 heures pour charger complètement.


2 Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé 10 fois à chaque fois pendant 10 minutes.

(Il existe une légère différence due aux différentes températures environnementales)

3 Lorsque l'indicateur de charge clignote, chargez-le immédiatement.

Après le chargement

Débranchez l'adaptateur et le câble USB du masseur.



FR

Comment porter cet appareil

1 Tirez sur le cordon élastique de l'appareil.

2 Placez l'appareil autour de votre tête et ajustez-le à l'angle approprié.

3 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer l'appareil. Le message commencera après que vous entendiez un message vocal.

Veillez à ne pas le porter trop serré.

Assurez-vous d'avoir retiré vos lentilles de contact, vos lunettes, vos faux cils, etc. avant d'utiliser cet appareil.



FR

Usage correct

L'appareil ne peut pas être utilisé pendant le chargement. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez débrancher l'adaptateur secteur une fois le chargement terminé.

1 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer l'appareil. Le massage commencera après que vous entendiez un message vocal. Mode d'exercices oculaires est activé par défaut avec le voyant demeurant allumé.

2 Appuyez sur le bouton pour changer de mode si vous le souhaitez.

Mode 1 : Mode d'exercices oculaires

Mode 2 : Mode beauté

Mode 3 : Mode de protection des yeux

Mode 4 : Mode d'effleurage

Mode 5 : Mode musical

3 Musique

Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, et recherchez "iSee K" ; Après une connexion réussie, les lunettes de massage sont prêtes à jouer la musique de

votre téléphone portable ; Pour personnaliser le mode de fonctionnement des mesures avec votre musique, passez au Mode 5 et augmentez le volume de votre téléphone portable.

4 Description de l'indicateur de puissance

État	Affichage de l'indicateur de puissance
Fonctionnement normal (Bluetooth déconnecté)	Lumière violette clignotante
Fonctionnement normal (Bluetooth connecté)	Solides Violettes Licht
Batterie faible	Blinkendes Rotes Licht
Chargement en cours	Blinkendes Rotes Licht
Entièrement chargé	Solides Violettes Licht
Chargement en surtension	Kein Licht

FR

5 Portez cet appareil autour de votre tête. Lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez garder les yeux fermés, vous pencher en arrière dans le fauteuil et détendre complètement votre corps.

6 Vous entendrez un message vocal après 10 minutes d'utilisation. Ensuite, le voyant s'éteindra et l'appareil s'éteindra automatiquement.

7 Pour éteindre l'appareil manuellement

Lorsque vous maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.

8 Retirez l'appareil de votre tête après utilisation.

※ Votre vision sera floue pendant une courte période après le massage oculaire. Elle reviendra à la normale après avoir gardé les yeux fermés pendant un court instant.

Étapes pour retirer la batterie

- 1 Coupez l'alimentation externe et retirez le boîtier du produit ;
- 2 Débranchez l'alimentation de la batterie ;
- 3 Démontez la batterie ;
- 4 Jetez la batterie usée dans un point de collecte fixe ;
- 5 Veuillez respecter les lois locales sur la protection de l'environnement et les directives d'élimination et prendre soin de l'environnement.

Attention

- la batterie doit être retirée de l'appareil avant de le jeter ;
- L'appareil doit être mis hors tension lorsque la batterie est retirée;
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.



The device may only be repaired by qualified personnel!

Dépannage

Si un écart a été constaté au cours de l'utilisation ou du fonctionnement, veuillez effectuer une vérification. Si le problème ne peut être résolu ou si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, prière de débrancher l'alimentation et faire le réparer par un technicien qualifié. Ne démontez pas le produit vous-même!

Défauts communs	Causes possibles	Méthode de dépannage basiques
Impossible de démarrer	La batterie est-elle faible	Si oui, veuillez charger immédiatement
Faible intensité de massage	① Le niveau de la batterie est-il faible? ② Veuillez vérifier si le volume de votre appareil est trop faible.	① Si oui, veuillez charger immédiatement ② Veuillez augmenter le volume si c'est le cas.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après le dépannage, Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail service_global@breo.com

Stockage

Lorsque la durée de stockage est supérieure à 3 mois, l'appareil doit être rechargée et réutilisée après le déballage. Ne le déposez pas sur le sol, contre les murs ni le toit.

La pièce doit être bien ventilée pour éviter les rayons du soleil et les gaz corrosifs.

Transport

Le produit est équipé de simples installations antichoc, adaptées au transport aérien, ferroviaire, routier et maritime. Même ainsi, il doit être à l'abri des éclaboussures de pluie et de neige, de l'inversion et de collisions.

Vérification électrique

Vérifiez l'alimentation. Si la tension électrique est en dehors du voltage spécifiée, l'appareil ne doit pas être allumé.

Maintenance

Prenez des mesures contre l'humidité, les rongeurs et la pollution. Le nettoyage doit être effectué à l'état éteint.

FR

Après utilisation, l'appareil doit être placé dans un endroit sûr. Ne posez pas d'objets lourds là-dessus. En cas de panne, faites-le réparer par des techniciens professionnels, les non-professionnels ne sont pas autorisés à le démonter.

Élimination et recyclage

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Lorsque vous décidez de vous débarrasser de ce produit, veuillez le jeter conformément à la législation et aux directives environnementales locales.

Garantie/prestations de garantie :

Le délai applicable aux prestations de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Le champ d'application géographique de la protection de la garantie est à l'échelle européenne. La preuve d'achat en fait foi. Avant de faire usage de la garantie/des prestations de garantie, le client s'engage à lire attentivement les instructions afin d'exclure toute erreur de manipulation.

La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement vérifiées avant expédition. Une exclusion de la garantie s'opère dans les cas suivants :

- en cas de modifications apportées au produit sans notre accord
- en cas d'usage différent de l'usage prévu
- en cas de défauts causés par un mauvais entretien et/ou des réparations
- utilisation commerciale de l'article
- en cas de dommages dus à une chute


Lors d'une mobilisation de la garantie/des prestations de garantie, veuillez renvoyer le produit complet, y compris les accessoires, dans un emballage sûr pour le transport, au point de vente auprès duquel l'article avait été obtenu. Décrivez le défaut existant dans le produit et joignez la preuve d'achat originale à l'envoi.

Le vendeur se réserve le droit d'effectuer ultérieurement une mise en conformité avant remboursement du prix d'achat. Les frais de transport requis seront remboursés à la clientèle si une réclamation justifiée de la garantie/des prestations de garantie légale(s) est établie. Le recours aux droits légaux en cas de défaut est gratuit – ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences de base des directives européennes applicables.

Usage normal

Cet appareil (iSeek) est destiné à être utilisé uniquement comme appareil de massage. Toute autre utilisation sera considérée comme inappropriée.

Désignation du produit	Eye Massager
Type de produit	iSee K
Entrée nominale	5V 
Puissance nominale	5W
Capacité de la batterie	1050mAh
Poids du produit	230g
Taille du produit	L196×W78×H82(mm)

DE 19863741
 Numéro d'article: 234-019

Importateur:

SHP International Trading GmbH
 Rathausstraße 5
 D-96342 Stockheim
www.shp-company.com



RoHS



Inhoudsopgave

Register **72**

Aanwijzingen **77**

Kenmerken van het apparaat **78**

Werking van het apparaat **79**

Stappen om de batterij uit te nemen **81**

Onderhoud **83**



Veiligheid **84**



Verkopersgarantie/wettelijke garantie **99**


Informatie **101**

Aanwijzingen

Voor gebruik moet u eerst de handleiding lezen om het product correct en veilig te kunnen gebruiken. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een onoordeelkundig gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing bij het product.

	Het product niet gebruiken als u achter het stuur zit.
	Tijdens het gebruik geen halskettingen of andere sieraden dragen die de massage nadelig kunnen beïnvloeden.
	Het apparaat niet gebruiken in een vochtige omgeving, zoals een badkamer.
	Het apparaat niet gebruiken in de buurt van water en open vuur en contact met corrosieve stoffen vermijden.
	In bepaalde omgevingen moet u rekening houden met de veiligheidsvoorschriften.

	<p>Het apparaat niet gebruiken na een operatie aan de nek.</p> <p>Het apparaat niet gebruiken als er zich symptomen voordoen zoals huidbeschadiging, huidirritatie, ontstekingen of extravasatie aan de nek.</p>
	<p>Het product is niet geschikt voor mensen met hartkwalen, acute aandoeningen, huidziekten, kwaadaardige tumoren of die abnormale symptomen vertonen.</p> <p>Mensen die last hebben van bloedingstoringen of lijden aan osteoporose, reumatische aandoeningen, of aan de gevolgen van een beroerte, mogen dit apparaat niet gebruiken.</p> <p>Het apparaat is niet geschikt voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Als u het apparaat op medisch advies moet gebruiken, moet u de aanwijzingen van de arts opvolgen.</p> <p>Het apparaat niet gebruiken als u zich tijdens het gebruik niet prettig voelt.</p>

	Vrouwen mogen geen massageapparaten gebruiken tijdens zwangerschap of menstruatie.
	Kinderen jonger dan 6 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Kinderen tussen 8 en 12 jaar mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een van de ouders of een andere toezichthoudende persoon.
	Gebruik een katoenen lap gedrenkt in alcohol in plaats van water om het apparaat schoon te maken
	Voorkom krassen en beschadigingen door scherpe voorwerpen.
	Het apparaat is een elektronisch hulpmiddel voor gebruik thuis en geen medisch apparaat. Het apparaat is niet bestemd voor diagnostische, therapeutische of commerciële doeleinden.

NL



Om het apparaat op te laden moet u gebruik maken van de meegeleverde oplader. Het opladen moet op een veilige wijze gebeuren.

Als het apparaat tijdens het gebruik een storing vertoont, moet u het onmiddellijk uitschakelen. Het is niet toegestaan het apparaat zelf te openen of te repareren.

Over dit apparaat

※ **Frequentie van het gebruik**

Gebruik het apparaat 's morgens en 's avonds, maar nooit langer dan 10 minuten.

※ **Voor u het apparaat gebruikt**

Let op het volgende:

- 1 Het apparaat niet met natte handen gebruiken.
- 2 Doe contactlenzen, haarspelden, haarsieraden, etc. uit om ongemak tijdens de massage te voorkomen.
- 3 Als u pijn of een branderig gevoel in of rond de ogen constateert, moet u het apparaat niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

※ **Zo gebruikt u het apparaat**

Als u het apparaat gebruikt, moet u de ogen dicht doen, gemakkelijk gaan zitten en volledig ontspannen.
Doe contactlenzen uit, zet uw bril af, haal kunstwimpers weg, etc.

NL


※ **Wat er zich kan voordoen na gebruik van het apparaat** Er

kunnen rode plekken verschijnen rond de ogen, maar die zullen vrij snel weer verdwijnen.

Er kunnen kleine kuiltjes verschijnen in het gezicht, maar ook die verdwijnen weer vrij snel.

※ **Extra informatie**

De 'zoemende', 'ploffende' en 'dreunende' geluiden die tijdens de massage hoorbaar zijn, zijn niet te wijten aan een storing van het apparaat, maar worden veroorzaakt door de fijnafstemming.



iSee K



Opladkabel



Handleiding voor gebruik

NL

EIGENSCHAPPEN




Vibratiemassage



**Handleiding
voor meditatie**




Visualisering



DENL

BEDIENING VAN HET APPARAAT



Oplaadmethode

1 Steek de micro-USB stekker in de micro-USB uitgang van het apparaat.

2 Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

Er klinkt nu een piepgeluid, vervolgens knippert het lampje van de oplaadindicatie op het bedieningspaneel. Het groene lampje van de oplaadindicatie licht op als de batterij is opgeladen.

※ Het is normaal dat het apparaat en de voedingsadapter warm worden tijdens het opladen.

Oplaadtijd

1 Na ongeveer 2-3 uur is het apparaat volledig opgeladen.

2 Als het apparaat volledig is opgeladen, kan het 10 keer gedurende 10 minuten worden gebruikt.


(Verschillen in omgevingstemperatuur kunnen van invloed zijn op de gebruiksduur.)

3 Als het lampje van de oplaadindicatie begint te knipperen, moet het apparaat worden opgeladen.

Na het opladen

Voedingsadapter en USB-stekker uit het apparaat trekken.

NL




Zo draag u het apparaat

1. Trek de elastisch band van het apparaat uit.
2. Trek de elastisch band van het apparaat uit.
3. Hou de omschakelknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat te starten. De massage begint na de gesproken mededeling.

※ Let erop dat het apparaat niet te strak zit. Geen contactlenzen, bril, kunstwimpers, etc. dragen.

NL



Correct gebruik

Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen. Voor gebruik van het apparaat de stekker van de voeding uit het stopcontact trekken als het apparaat is opgeladen.

1 Hou de omschakelknop 2 seconden ingedrukt om het apparaat te kunnen gebruiken. De massage begint na de gesproken mededeling De modus voor de ogenoefeningen is actief, het controlelampje blijft branden.

2 Druk op omschakelknop om van modus te wisselen.

Modus 1: modus voor ogenoefeningen

Modus 2: beauty-modus

Modus 3: modus voor bescherming van de ogen

Modus 4: modus voor aanraking

Modus 5: modus met aansturing door muziek

3 Muziek

Maak via bluetooth verbinding met uw mobiele telefoon en zoek 'iSee K'. Als de verbinding tot stand is gekomen, kan het apparaat muziek van uw mobiele telefoon afspelen.

NL

Om de massage van de spierknopen op uw muziek af te stemmen, wisselt u naar modus 5 en zet u het geluid van de mobiele telefoon harder.

4 Beschrijving van de prestatieweergave

Status	Display van de prestatieweergave
Normale werking (zonder bluetoothverbinding)	Knipperend paars lampje
Normale werking (met bluetoothverbinding)	Paars lampje brandt constant
Lage batterijspanning	Knipperend rood lampje
Opladen	Knipperend rood lampje
Volledig opgeladen	Paars lampje brandt constant
Overspanningslading	Er brandt geen lampje

5 Draag het apparaat rond het hoofd. Als u het apparaat gebruikt, moet u de ogen dicht doen, gemakkelijk gaan zitten en volledig ontspannen.

6 Als het apparaat 10 minuten in bedrijf is, klinkt er een gesproken mededeling. Het controlelampje gaat uit en het apparaat schakelt automatisch uit.

7 Zo schakelt u de stroom handmatig uit: als u de omschakelknop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt het apparaat automatisch uit.

8 Na gebruik het apparaat weer van het hoofd nemen.

※ Na de ogenmassage ziet u even wazig. Als u de ogen een korte tijd gesloten houdt, wordt het zicht weer normaal.

NL

Stappen om de batterij uit te nemen

- 1 Voeding uitschakelen en het apparaat openen;
- 2 Voeding van batterij onderbreken;
- 3 Batterij uitnemen;
- 4 Lege batterij bij een inzamelpunt inleveren;
- 5 Let op het milieu en houd rekening met de plaatselijk geldende milieuwetgeving en de richtlijnen voor afvalstoffen.

Aanwijzingen

- Verwijder eerst de batterij voordat u het apparaat afvoert.
- Apparaat uitschakelen voordat u de batterij eruit haalt;
- Batterij moet veilig worden afgevoerd.



Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door gekwalificeerd personeel!

Verhelpen van storingen

Als er zich een probleem voordoet tijdens het gebruik, kunt u nagaan waar dit aan ligt. Als het probleem niet op te lossen is, of het product werkt niet naar behoren, moet het door een deskundige worden gerepareerd. Het apparaat uitschakelen en niet zelf demonteren!

Veelvoorkomende storingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Apparaat werkt niet.	Batterijspanning onvoldoende	Als dit het geval is, batterij tijdig opladen
Zwakke intensiteit tijdens de massage.	1: Batterijspanning onvoldoende 2: Controleer of het geluidsvolume van het apparaat te laag is.	1: Als dit het geval is, batterij tijdig opladen 2: Zet het geluid harder als dit te laag is.

Als u het probleem niet kunt oplossen, moet u telefonisch contact opnemen met ons via service_global@breo.com

Bewaren

Als u het apparaat langer dan 3 maanden niet hebt gebruikt, moet u het apparaat voor gebruik controleren en opladen. Bewaar het apparaat niet in de buurt van vloeren, wanden en plafond. De ruimte moet goed geventileerd zijn en het apparaat moet beschermd zijn tegen fel zonlicht en corrosieve gassen.

Transport

De verpakking bevat eenvoudige, stootvaste materialen zodat het apparaat door de lucht, over de weg en over het spoor kan worden getransporteerd. Het apparaat moet beschermd worden tegen regen en sneeuw. Het apparaat niet ondersteboven houden en beschermen tegen stoten.

Controle van de voedingsspanning

Controleer de stroomvoorzorging. Als de voedingsspanning hoger is dan nominale spanning, mag u het apparaat niet gebruiken.

Onderhoud

Het apparaat beschermen tegen vocht, knaagdieren en verontreinigingen. Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt. Bewaar het apparaat na gebruik op een veilige plek en leg er geen zware voorwerpen op.

Als er zich storingen voordoen, moet u het apparaat ter reparatie aanbieden bij een professionele reparatiedienst. Niet-professionele personen mogen het apparaat niet demonteren.

Afvoeren en recycling

Het apparaat mag niet in het restafval. Voer het apparaat af volgens de plaatselijke geldende milieuregels en -richtlijnen.

Verkopersgarantie/wettelijke garantie:

De termijn voor de wettelijke garantie bedraagt 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Daarin inbegrepen zijn 12 maanden verkopersgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie is geldig in heel Europa. Als bewijs geldt het aankoopbewijs. Voordat de koper aanspraak maakt op garantie, verplicht hij zich de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen om mogelijke fouten bij het gebruik uit te sluiten.

Het product is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd op kwaliteit en werking. Aanspraak op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- bij wijzigingen aan het product zonder onze toestemming
- bij een ander gebruik dan het beoogde gebruik
- in het geval van gebreken die zijn ontstaan door ondeskundig onderhoud en/of reparatie
- bij een commercieel gebruik van het artikel
- in het geval van schade ontstaan door vallen van het artikel

Als u aanspraak maakt op garantie moet u het complete product, inclusief toebehoren, in een deugdelijke verpakking terugsturen naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Sluit een beschrijving van het defect en het originele aankoopbewijs in.

De verkoper behoudt zich het recht voor op reparatie vóór hij de aankoopprijs terugbetaalt. De kosten voor transport die de klant heeft gemaakt, worden vergoed als er sprake is van een gerechtvaardigde aanspraak op grond van de wettelijke garantie. Aanspraak op de wettelijke garantierechten is kosteloos. Deze worden niet beperkt door de garantie.

Hierbij verklaart SHP International Trading GmbH (Rathausstraße 5, 96342 Stockheim, Germany) dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele vereisten van de geldende Europese richtlijnen.

Gebruik in overeenstemming met het beoogde doel

Dit apparaat (iSeek) is uitsluitend bedoeld voor gebruik als stimulator. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd.

NL

Kentekening van het apparaat	Eye Massager
Model	iSee K
Ingaandespanning	5V 
Nominaal uitgangsvermogen	5W
Batterijcapaciteit	1050mAh
Gewicht van het apparaat	230g
Afmetingen	L196×W78×H82(mm)

DE 19863741

Item nummer : 234-019

Importeur:

SHP International Trading GmbH

Rathausstraße 5

D-96342 Stockheim

www.shp-company.com



RoHS

FC



