

952-975



Pro·Idée

Beautyroller®

Réf. 236-379

ANWENDUNG

1. Beautyroller® vor und nach jedem Gebrauch heiß **absputzen und desinfizieren**.
2. Das Gesicht gründlich reinigen.
3. Mit leichtem Druck jeweils 10x horizontal, vertikal und diagonal über ein Areal rollen. Reihenfolge: Stirn, Wangen, Nase, Kinn und Hals.
4. Auf Wunsch Svenja Walberg PHYVE Serum auftragen.
5. Nach der Behandlung eine beruhigende Pflege auftragen. **2-3-mal pro Woche** (Tipp: am besten abends anwenden).

192 handbestückte und ultraschöne Nadelchen aus hygienischem, rostfreiem Chromgerüst.

0,3 mm Nadellänge – garantiert sichere Anwendung.

50% längere Nadelchen mit gleichmäßigen Nadelspitzen und antimikrobiell wirksamen Mikrokügelchen machen die Anwendung noch effektiver und absolut schmerzfrei.

Wicht: vermeiden bei offenen Hautverletzungen, bei Blau- oder Rötterflecken, Akne, chronischen Hauterkrankungen oder anderen Hautproblemen. Nicht bei: Herpes, Kollagen, Epidermolysis bullosa oder Herpeszoster.

SVENJA WALBERG

Professional **Anti-Aging**

BEAUTY ROLLER®
by Svenja

LE BOOSTER D'ÉCLAT PAR EXCELLENCE ET L'OPTIMISEUR DE SOIN* À EFFET INSTANTANÉ

Le Beautyroller est parfaitement adapté au traitement et à la prévention des imperfections de la peau, des pores dilatés, ainsi que des ridules et des rides.

UNE UTILISATION ENCORE PLUS SIMPLE

Extrêmement facile à utiliser, il agit en douceur sur la peau en exerçant une pression beaucoup moins forte lors de son utilisation grâce à sa poignée SMOOTHROLL et ANTISLIP. Une technologie NEEDLETEC accroît encore son efficacité.

Avant et après

Photos avant et après une utilisation régulière pendant 4 semaines. Celles-ci ont été sélectionnées à titre d'exemple parmi un grand nombre d'envois provenant de notre clientèle.

Utilisation

1. Rincer le Beautyroller® à l'eau chaude et le désinfecter avant et après chaque utilisation.
2. Nettoyer le visage en profondeur.
3. Appliquer le rouleau 10 fois à l'horizontale, à la verticale et en diagonale sur une zone en exerçant une légère pression. Respecter l'ordre suivant : front, joues, nez, menton et cou.
4. Appliquer le sérum PHYVE de Svenja Walberg selon les besoins.
5. Utiliser un soin apaisant après le traitement.

2 à 3 fois par semaine

(Conseil : utiliser de préférence le soir.)

192 aiguilles ultrafines, fixées à la main, en acier chirurgical inoxydable et hygiénique : longueur d'aiguille de 0,3 mm – garantit une utilisation en toute sécurité.

50 % de petites aiguilles plus longues dotées de pointes d'aiguille régulières et des microparticules d'argent à action antimicrobienne rendent l'application encore plus efficace et tout à fait indolore.

Ne pas utiliser en cas d'infections cutanées actives telles que herpès, acné, neurodermatite, psoriasis ou autres affections cutanées chroniques, de maladies cutanées actives répandues, de cancer de la peau, de chéloïdes, de cicatrices hypertrophiques ou de verrues cutanées.

Beautyroller®

nr. 236-379



DE ULTIMATIEVE GLOW BOOSTER & SKINCARE OPTIMIZER* MET INSTANT EFFECT

De beautyroller is optimaal geschikt voor de bestrijding en preventie van huidonzuiverheden, grove poriën en fijne lijntjes en rimpels.

NU NOG EENVOUDIGER IN GEBRUIK

Supereenvoudig in gebruik en zacht voor de huid door voelbaar minder druk tijdens het rollen dankzij SMOOTHROLL en ANTISLIP-greep.
Nog effectiever met NEEDLETEC-technologie.

Voor en na

Voorbeelden van voor- en na-foto's na een regelmatig gebruik gedurende 4 weken uit talloze reacties van klanten.

Gebruik

1. Spoel de Beautyroller® voor en na het gebruik met heet water af en desinfecteer hem op deze manier.
2. Reinig het gezicht zorgvuldig.
3. Rol met een lichte druk steeds 10x horizontaal, verticaal en diagonaal over een gebied. Volgorde: voorhoofd, wangen, neus, kin en hals.
4. Breng, indien gewenst, het Svenja Walberg PHYVE serum aan.
5. Gebruik na de behandeling een kalmerende verzorging.

2-3 keer per week

(Tip: bij voorkeur ,s avonds gebruiken.)

192 met de hand geplaatste
en ultradunne naalden van hygiënisch, roestvrij chirurgisch staal.

0,3 mm naaldlengte - gegarandeerd veilig gebruik.

50 % langere naalden
met gelijkmatige punten en antimicrobieel effectief microzilver maken de
behandeling nog effectiever en absoluut pijnvrij.

Niet gebruiken bij: actieve huidinfecties zoals een herpesinfectie, acne, neurodermitis, psoriasis of andere chronische huidaandoeningen, algemene actieve huidziekten, huidkanker, keloïden, hypertrofische littekens of wratten.

